

突然ですが、虫歯治療、 こんなお悩み ありませんか？



保険が
きくのは
金属の
歯だけ？

銀歯は
見た目が
良くない…




ちょっと
待って！

保険がきく白い歯があります！

キャド カム カン CAD/CAMレジン冠

CAD/CAMレジン冠とは、レジンと無機質の微粒子を複合化した素材で製作した、歯と似たような色をした被せものです。



3つの特長

- 1 金属成分が溶け出ない
(金属アレルギーの心配が少ない)
- 2 保険がきくからお財布に優しい※
- 3 前歯から奥歯まで対応※

CAD/CAMレジン冠って？

「デジタル技術を活用して製作した被せもの」です！

CAD/CAMレジン冠は、コンピューターで歯の形を設計し、ブロック状の素材をコンピューター制御の機械で削って作っています。従来の「手作業」から、工業界の「デジタル技術」の歯科への応用が進み、2014年に初めて保険適用された、新しい治療法です。



歯の形を設計



NEWS

2020年、前歯にも保険適用されました！

これまで前歯の保険治療で使用していた「金属のフレームにレジン盛って作った被せもの(硬質レジン冠)」は、歯ぐきの部分をよく見ると、**金属の黒い色が透ける**ことがあります(右図)。CAD/CAMレジン冠であれば、**金属のフレームを使用しない**ので、黒く透けることはありません！

フレームが金属だと、どうしても黒く透けることがあります
後ろからみた図



硬質レジン冠

CAD/CAMレジン冠

Q&A

Q ちゃんと自分の歯の色に合うのでしょうか？

A 歯に近い色を再現しており、また歯医者さんが、複数の色の中から患者さんの歯に近い色を選択します。ただ、**本当に自分の歯に近い色を求める場合は、自費診療でジルコニア(セラミック)**などの選択がオススメです。治療を決める前に歯医者さんとよく相談してみることが大事です！

Q 歯の一部につめる場合も、CAD/CAMレジン冠は保険適用ですか？

A 残念ながら、保険適用されているのは、**歯の全てを覆う「被せもの(クラウン)の場合のみ**です。1つの歯の虫歯になった部分のみに、つめる・はめる治療(インレー)では、CAD/CAMレジン冠は保険適用されていません。そのような場合は、白いコンポジットレジンを用い、インレーに加工して装着したり、直接歯に詰める等の治療が保険適用されています。

私たちは、これからも世界中の人々の笑顔やお口の健康を守るため、日々邁進します！

是非!歯医者さんに、「CAD/CAMレジン冠で治療できますか?」と聞いてみてください!※

※保険適用には条件があります。また、咬み合わせ等の状態によっては、CAD/CAMレジン冠が適さない場合もあります。また、CAD/CAMレジン冠は、自費診療材料と比較するとデメリットもありますので、必ず歯科医師と相談し、指示に従ってください。また、患者さんが歯科医師に対し、材料のメーカーや製品名を指定することはできませんのでご了承ください。