

一般医療機器

歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット

医療機器届出番号：15B1X10001290013

カタナ® デンタルスキャナー E4



デジタル化を加速させる最上位モデル新登場

コンパクトさはそのままに、搭載カメラを4台に
スキャンスピードもスキャン精度も大幅に向上しました



4台のカメラが
スキャンスピードと
スキャン精度を向上



スキャン
スピード

9 秒

※フルアーチスキャン時

スキャン
精度

4 μ m

分割支台歯での
スキャン

不要

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピューター
支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290013

カタナ® デンタルスキャナー E4



Articulator Holderを付属

咬合器に
セットした状態で
バイト情報の
スキャンが可能



寸法 (mm)	W 366 × H 312 × D 296
重量 (kg)	12.9 kg
スキャン時間 (全歯列弓)	9 秒
カメラ解像度 / 台数	500万画素 / 4 台

精度 (ISO12856)	4 μ m
デザインソフト	Dental system 2019
その他特長	テクスチャースキャンニング (カラー) 支台歯を着脱せずにスキャン可能※

※支台歯と隣接歯のスペースに限られるケースでは、支台歯の追加スキャンを必要とする場合があります。
また支台歯がすでに分割されていることを前提とします。

スキャナー ラインナップ

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピューター
支援設計・製造ユニット



カタナ® デンタルスキャナー E1
医療機器届出番号：15B1X10001290010



カタナ® デンタルスキャナー E2
医療機器届出番号：15B1X10001290011



カタナ® デンタルスキャナー E3
医療機器届出番号：15B1X10001290012



カタナ® デンタルスキャナー D2000
医療機器届出番号：15B1X10001290009

スキャン時間 (全歯列弓)	40 秒	30 秒	24 秒	16 秒
精度 (ISO12836)	10 μ m	10 μ m	7 μ m	5 μ m

●印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 クラレノリタケデンタル株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル：0120-330-922

製造販売先 クラレノリタケデンタル株式会社

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

サポート OS バージョン iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上