

デンタルスキャナー E シリーズ



すべてのラボにデジタル化を。

デジタル化が進む歯科技工作業において、
デンタルスキャナーの必要性は高まっています。
Eシリーズは使いやすさと性能のバランスを考え、多くの技工所様に
導入していただきやすいモデルとして登場しました。



すべてのラボにデジタル化を。

エントリーモデルからハイスペックモデルまで
充実のラインナップ。



使いやすさと性能のバランス

従来エントリーモデル*と同クラスの性能を有しながら、多くの技工所様に導入していただきやすいモデルです。

テクスチャースキャンニング ▶

E3 (カラー)

E2 (モノクロ)

マルチダイスキャン ▶

E3 (標準装備)

E1, E2 (オプション)

※ カタナ® デンタルスキャナー D750、カタナ® デンタルスキャナー D850

スキャン速度の向上

スキャン速度の向上により、高い生産性が期待できます。

オートスタート機能搭載

スキャナに模型を設置すると自動でスキャンが開始されます。

青色LEDマルチライン

500万画素カメラ2台、青色LEDマルチラインの搭載により、模型の細部まで捉えることが可能です。



デンタルスキャナー E シリーズ



カタナ® デンタルスキャナー E1

医療機器届出番号：15B1X10001290010



カタナ® デンタルスキャナー E2

医療機器届出番号：15B1X10001290011



カタナ® デンタルスキャナー E3

医療機器届出番号：15B1X10001290012

一般医療機器
歯科技工室設置型コンピューター
支援設計・製造ユニット

寸法 (mm)	W336×H312×D296	W336×H312×D296	W336×H312×D296
重量 (kg)	12.1kg	12.1kg	12.1kg
スキャン時間 (1支台歯)	25秒	20秒	18秒
スキャン時間 (全歯列弓)	40秒	30秒	24秒
カメラ解像度/台数	500万画素/2台	500万画素/2台	500万画素/2台
精度 (ISO12836)	10μm	10μm	7μm
デザインソフト	Dental System Crown & Bridge	Dental System Premium	Dental System Premium
光源	青色LEDマルチライン	青色LEDマルチライン	青色LEDマルチライン
機能	コーピング/クラウン/ブリッジ/インレー/オンレー/ラミネートベニア/ダブルスキャン	コーピング/クラウン/ブリッジ/インレー/オンレー/ラミネートベニア/ダブルスキャン/テンポラリークラウン/歯肉/テーブルトップ&オーバーレイ/診断用ワックスアップなど	コーピング/クラウン/ブリッジ/インレー/オンレー/ラミネートベニア/ダブルスキャン/テンポラリークラウン/歯肉/テーブルトップ&オーバーレイ/診断用ワックスアップなど
その他特長	マルチダイスキャン オプション	マルチダイスキャン オプション テクスチャースキャンニング モノクロ	マルチダイスキャン オプション テクスチャースキャンニング カラー

●「カタナ® デンタルスキャナー D850」 一般医療機器 歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号：15B1X10001290007
●「カタナ® デンタルスキャナー D750」 一般医療機器 歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット 医療機器届出番号：15B1X10001290006
●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。



製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元

クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先

クラレノリタケデンタル株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル:0120-330-922

販売元

株式会社モリタ

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
お客様相談センター:0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>

TEL.(06)6380-2525
TEL.(03)3834-6161