

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
医療機器届出番号：15B1X10001290016

# カタナ<sup>®</sup> デンタルスキャナー F8

スキャン操作を効率かつ直感的に



# 使いやすさと性能を追求したデザイン

## スキャン工程の効率化

### デュアルスキャン

2つの台座を活用し、最小限の操作で上下顎の模型をスキャンすることが可能。より少ない時間、より少ない操作で多くの作業を効率的に実行できます。



## 術者目線のデザイン

### カメラアームが可動／咬合器の平面設置が可能

可動するカメラアームと、水平移動する台座により、スキャン時における模型の落下リスクを低減します。開放的な間口を確保することにより、模型や咬合器の設置が容易になりました。



## 高性能スキャナー

カメラ解像度  
500万画素

4台

精度  
(ISO12836)

4μm

スキャン時間  
(フルアーチ)

9秒

## 選べるデザインソフト

- Dental System Complete Restorative
- Dental System Premium



寸法 (mm)	W450×H400×D450	カメラ解像度/台数	500万画素/4台
重量	17kg	精度 (ISO12836)	4μm
スキャン時間 (全歯列弓)	9秒	デザインソフト	3Shape Dental System 2022

- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ご使用に際しましては、製品の電子添文を必ずお読みください。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

### 製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922

平日 10:00~17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161

お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

https://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル  
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報  
配信中!

### クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the  
App Store

Google Play  
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 / Android9.0 以上