

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン

# クリアフィル®マジエスティ® ES フロー

医療機器認証番号：224ABBZX00170000

Low

Universal

# 3 pack



3本パック ラインナップ追加

# クリアフィル®マジスティ®ES フロー お得な3本パック

最も幅広い用途で  
使用可能な色調

クリアフィル® マジスティ® ES フロー Low Universal (U) 3本パック

- レジン充填材 [Low Universal (U)] (2.7g/1.5mL) … 3本
- 付属品 ニードルチップ (N) … 15個 ニードルチップキャップ … 15個



単品メーカー希望小売価格より

約14%  
OFF

## 選べる3種類のフロー性

### Super Low

Universal U, UD



- 咬合面の形態付与に  
(咬頭や隆線の形成)
- 周縁の歯質やCRにも色調親和



採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

- レジン充填材 [Super Low] (各2.7g/1.5mL) [U, UD]
- 付属品 ニードルチップ (N) (5個)  
ニードルチップキャップ (5個)

### Low

Universal U, UD, UOP, UW



- 前臼歯の症例に幅広く対応
- 幅広い症例で色調親和



採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

- レジン充填材 [Low] (各2.7g/1.5mL) [U, UD, UOP, UW]
- 付属品 ニードルチップ (N) (5個)  
ニードルチップキャップ (5個)

### High

Universal U, UD, UOP



- ライニングや小さな窩洞に
- 前歯の小窩洞も  
明度低下を防いで色調親和



採取1分後(水平) 採取1分後(垂直)

- レジン充填材 [High] (各2.7g/1.5mL) [U, UD, UOP]
- 付属品 ニードルチップ (N) (5個)  
ニードルチップキャップ (5個)

シェード ラインナップ	U	UD	UOP	UW <sup>※2</sup>
	VITA <sup>※1</sup> 主要 シェードに対応 (A1, A2, A3など)	濃色 (A3.5やA4をカバー)	オペーク色 (A2D, A3Dに近い)	ホワイトニング した歯、乳歯色 (W, XWに近い)
Super Low	○	○	○	○
Low	○	○	○	○
High	○	○	○	○

※1 [VITA]はVITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germanyの商標です。 ※2 本製品の中で最も明度が高い色調です。

臨床情報はこちらから



- 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。
- ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

平日 10:00~17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06) 6380-2525

〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03) 3834-6161

お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向窓口)

https://www.dental-plaza.com

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the  
**App Store**

**Google Play**  
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上