

セラミックリボン

CERAMIC RIBBON



● ロックウール 製

ロックウール製のリボンです。
リフラクトリーセラミックファイバーは含有していません。

● 適切な吸水力

適切な吸水力を持ちます。


● 最適な組み合わせ

クラレノリタケデンタル社製 埋没材と組み合わせて
お使いいただくのに最適です。

● 簡単に使える

はさみで簡単に切れ、リングに巻きつけられます。

クラレノリタケデンタル社製 埋没材と組み合わせることで
適合性に優れた鑄造体を作製することができます。



セラミックリボン

発売/製造 クラレノリタケデンタル株式会社 愛知県みよし市三好町東山300

寸法		
セラミックリボン	30mm 10m	厚み0.7mm 幅30mm 長さ10m
セラミックリボン	40mm 10m	厚み0.7mm 幅40mm 長さ10m
セラミックリボン	50mm 10m	厚み0.7mm 幅50mm 長さ10m
セラミックリボン	30mm 30m	厚み0.7mm 幅30mm 長さ30m
セラミックリボン	40mm 30m	厚み0.7mm 幅40mm 長さ30m
セラミックリボン	50mm 30m	厚み0.7mm 幅50mm 長さ30m

クラレノリタケデンタル社製 埋没材



30分
タイプ
低膨張
タイプ

クリストバライト ベストフィッター
一般医療機器
歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302107



30分
タイプ

クリストバライト フォルテ-Ex
一般医療機器
歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302106



30分
タイプ

クリストバライト FF-Ex
一般医療機器
歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302104



20分
タイプ

クリストバライト FF20-Ex
一般医療機器
歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器届出番号:15B1X10001302105

●印刷のため、現品と色調が異なることがあります。●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

☎ 0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル:0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
お客様相談センター:0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>