

管理医療機器 歯冠用硬質レジン 医療機器承認番号: 21500BZZ00534000

エステニア® C&B

- 無機フィラー含有量は92wt%と高く、臼歯部咬合面にも使用可能な強度を有しています。
- 専用のガラスファイバーフレーム「EGファイバー」を用いることで金属を使わずにブリッジ*を製作可能です。
*ただし2歯欠損以上の症例や欠損部のスパンが15mmを超える症例には使用しないこと

色調構成表

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	C2
ボディオペーク*1	OA1	OA2	OA3	OA3.5	OA4	OB2	OC2
サービカルオペーク*1							C01
デンチン*3	DA1	DA2	DA3	DA3.5	DA4	DB2	DC2
サービカル*2							CE1, CE2
エナメル*3	E1		E2		E1		E3
トランスペアレント*3	T0		T1	T2	TLV		
サービカルトランスペアレント*3	CT1		CT2	CT3	CT4		
ジンジバル*3	P1		P2	P3			

※1:厚さ0.1mmで作成 ※2:厚さ0.5mmで作成 ※3:厚さ1.0mmで作成

■ 単品 (オペーク)

注文番号	品名	色調	容量
202420222~202420226 202420229, 202420233	ボディオペーク	OA1, OA2, OA3, OA3.5 OA4, OB2, OC2	各2.0 mL
202420241	サービカルオペーク	C01	2.0 mL

■ 単品 (ボディ)

注文番号	品名	色調	容量
202420302~202420306 202420309, 202420313	デンチン	DA1, DA2, DA3, DA3.5 DA4, DB2, DC2	各6.4 g / 2.6 mL
202420361~202420362	サービカル	CE1, CE2	各6.4 g / 2.6 mL
202420281~202420283	エナメル	E1, E2, E3	各6.4 g / 2.6 mL
202420270~202420273	トランスペアレント	T0, T1, T2, TLV	各6.4 g / 2.6 mL
202420371~202420374	サービカル トランスペアレント	CT1, CT2, CT3, CT4	各6.4 g / 2.6 mL
202420261~202420263	ジンジバル	P1, P2, P3	各6.4 g / 2.6 mL

■ 研磨セット

注文番号	品名	容量
202420209	研磨剤 (10g) × 1個	10g
	研磨ブラシ × 12本	12本
	フェルトホイール × 12個	12個

■ 単品 (EGファイバー)

注文番号	品名	容量
202420401	前歯用 (12cm)	2本
202420402	臼歯用 (12cm)	2本
202420403	EG フロー	1.0 mL
202420404	EG コア (13cm)	6本

■ 単品 (付属品)

注文番号	品名	容量	注文番号	品名	容量
202420250	オペークプライマー	9 mL	202420206	研磨剤	30 g
202420201	モデリンググリッド	6 mL	202420207	研磨ブラシ	12本
202420202	アドオンプライマー	6 mL	202420208	フェルトホイール	12個
202120274	ジャケットスプレー	5 mL	202420213	薬盛用インスツルメント セット (No.1, No.2, No.3)	3本
202120273	マージンセップ	5 mL	202420210~ 202420212	薬盛用インスツルメント (No.1, No.2, No.3)	各1本
202420204	CRセップⅢ	20 mL			
202420203	エアバリアーペースト	10 mL			
202420205	研磨剤	10 g			

関連製品

加熱重合器KL-400

一般医療機器 歯科技工用重合装置
医療機器届出番号: 25B2X100030000006
製造販売 SK×ディカル電子株式会社
滋賀県長浜市七条町 305-1

「エステニア® C&B」を加熱重合するために設計された加熱重合器です。

注文番号	品名
202120978	KL-400



外形寸法 (mm)	160 (幅) × 215 (高さ) × 167 (奥行)
装置重量 (kg)	4
炉内寸法 (mm)	120 (幅) × 77 (高さ) × 101 (奥行)
電気規格	AC100V 50/60Hz
消費電力	300VA
加熱方式	熱風循環型
係留温度	90~110°C (電源OFF後も設定値を記憶)
係留時間	5~99分 (電源OFF後も設定値を記憶)
付属品	受け棚、トレイ

● 注文番号は株式会社モリタの商品コードです。 ● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。

クラレノリタケデンタル株式会社

お問い合わせ (医療従事者様向け窓口)

☎ 0120-330-922 平日 10:00~17:00

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー

【製造販売元】クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

【販売元】株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18

お客様相談センター: 0800-222-8020 (医療従事者様向け窓口)

クラレノリタケデンタル
LINE公式アカウント

友だち追加はこちらから



最新情報
配信中!